



INN
911

SPAZZOLINO ELETTRICO
RICARICABILE



MANUALE D'ISTRUZIONE
USER MANUAL



IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservare il presente manuale per consultazioni future.
- L'apparecchio è destinato al solo uso domestico.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, solo se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli associati.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non immergere mai l'apparecchio o la base in acqua o altri liquidi.
- Quando il caricabatterie è collegato alla rete elettrica non maneggiare l'apparecchio né con le mani, né con i piedi bagnati.
- Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il corpo o la testina risultano danneggiati.

- Per motivi igienici, nel caso in cui il prodotto venga utilizzato da più persone, è consigliabile utilizzare una testina diversa per ogni utilizzatore.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non piegare o torcere il cavo di alimentazione.
- Staccare la spina in caso di mancanza di alimentazione e prima di procedere con la pulizia del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare l'apparecchio da soli. Le riparazioni devono essere eseguite da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere rottamato.
- Non è un'apparecchiatura per usi professionali in studi dentistici, utilizzare solo per pulire i denti e gengive, in caso di dolori o sanguinamenti contattare il medico.
- La batteria inclusa nello spazzolino non è removibile dall'utente e sarà il centro di recupero

e trattamento ad estrarla prima dello smaltimento.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria: Batteria al litio 3.7V/ 400mAh

Tensione nominale: 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 2W

Waterproof: IPX7


Testine intercambiabili modello INN-90801

Base ricarica

Indicatore LED del livello di carica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Supporto per testina
2. Interruttore di accensione/spengimento/velocità
3. Indicatore LED del livello di carica
4. Setole
5. Testina
6. Base per la ricarica
7. Cavo di alimentazione



MODO D'USO

Come caricare la batteria

1. Inserire la spina in una presa di corrente.
2. Mettere lo spazzolino sul caricabatterie. L'indicatore di carica sullo spazzolino diventerà rosso.
3. Ci vogliono almeno 7 ore per completare il ciclo di carica. L'indicatore di carica diventa verde quando la batteria è completamente carica.
4. Quando la batteria è completamente carica, scollegare la spina dalla presa di corrente.
5. Caricare la batteria quando si nota una significativa diminuzione della velocità, o quando la testina è completamente ferma e l'indicatore lampeggia in rosso.

NOTA:

- . Spegnerlo durante la carica.
- . Caricare la batteria dello spazzolino prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
- . Il caricabatterie si riscalda durante la carica. Questo è del tutto normale.
- . La batteria deve essere caricata solo con il caricatore fornito in dotazione.

COME SOSTITUIRE LA TESTINA

1. Estrarre la testina.
2. Inserire la testina direttamente nel supporto come indicato nella figura accanto.



UTILIZZO DEL PRODOTTO

1. Mettere la quantità necessaria di dentifricio sullo spazzolino.
2. Posizionare la testina sui denti anteriori e premere il dentifricio tra le setole.
3. Premere il pulsante di accensione per avviare lo spazzolino da denti e iniziare la spazzolatura nella parte posteriore della bocca.
4. Spazzolare tutti i lati dei denti e tra le gengive. Di solito sono sufficienti 2-3 minuti di spazzolamento.
5. Dopo essersi lavati i denti, sciacquare la testina sotto l'acqua corrente.

NOTA: Non avviare lo spazzolino da denti prima di aver inserito la testina in bocca e spengetelo prima di estrarlo per evitare spruzzi.

TIMER: Una normale pulizia dei denti richiede almeno 2-3 minuti. L'apparecchio è dotato di un timer. Dopo 2 minuti la testina si ferma per un attimo, e poi continua a ruotare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo l'uso, sciacquare la testina sotto l'acqua corrente, eliminare l'eccesso d'acqua e riporlo in posizione verticale.

Non immergere il corpo dello spazzolino nell'acqua, per la pulizia, estrarre la testina e pulire il corpo dello spazzolino tramite un panno umido.

Si consiglia di sostituire le testine ogni 3 mesi e in ogni caso ogni qualvolta si noti un eccessivo consumo delle setole. Utilizzare solo le testine adatte a questo modello.

Dopo l'uso riporre il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore.

ETICHETTA DATI:

Prodotto da Innoliving Spa Via Merloni 60131
Ancona sotto licenza ufficiale di Farmaceutici
Dott.Ciccarelli S.p.A

INN-911
220-240V ~ 50/60Hz 2W

IPX7

LOT n.



MADE IN CHINA



Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IPX7

Grado di protezione dal contatto con l'acqua.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II.



Questo dispositivo è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie.

Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Read the operating instructions carefully before use and save this user manual for future references.
- This device is intended for household use only.
- This product can be used by children over 8 years old and by persons with reduced physical, mental or sensory abilities, or lack of experience and knowledge, only if under supervision or if they have received instructions regarding the safe use of the appliance and understand the associated dangers.
- Make sure children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance operation should not be performed by children without supervision.
- Never immerse the appliance or its base in water or other liquids.
- When the charger is connected to the mains do not handle the appliance with wet hands or feet.
- Only use the accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use the appliance if the main unit or the brush head are damaged.
- If more than one person uses the toothbrush, we recommend for hygienic reason that each person use their own brush head.
- Do not pull the power cord to remove the appliance.

- Do not wrap the power cord around the appliance. Do not fold or twist the power cord.
- Unplug the appliance in case of a power failure and before proceed with any cleaning and maintenance operations.
- Do not dismantle or try to repair the appliance. The repairs should be performed by the authorized after sales service or qualified personnel.
- This product is not a toy.
- Keep this product away from heating sources.
- The power cord can not be replaced. If the cable is damaged, the appliance must be replaced.
- This product is not intended for professional use in dental offices, only use the appliance to clean teeth and gum. In case of pain, please contact your physician.
- The battery included in the brush is not removable by the user and will be the recovery and treatment center to extract it before disposal.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery Type: Lithium battery 3.7V/ 400mAh

Rated Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz

Power: 2W

Waterproof: IPX7


Spare toothbrush, model INN-90801

Charging Base

LED indicator for charge level

PRODUCT DESCRIPTION

1. Holder for brush head
2. ON/OFF and SPEED button
3. LED indicator for charge level
4. Bristles
5. Brush Head
6. Charging Base
7. Power Cord.



HOW TO USE

Charging the battery

1. Insert the plug in a power outlet.
2. Place the toothbrush on the charging base. The LED indicator becomes red.
3. It takes at least 7 hours to complete the charging cycle. The LED indicator becomes green when the battery is fully charged.
4. When the battery is fully charged, you can remove the plug from the power outlet.
5. Charge the battery when you note a significant decrease in speed, or when the brush head is completely stopped and the LED indicator becomes red.

NOTE:

- . Turn the toothbrush off during the charging base.
- . Charge the battery before using the toothbrush for the first time.
- . The charger gets warm during the charging. This is quite normal.
- . The battery must be charged with the charger recommended by the manufacturer.

HOW TO REPLACE THE BRUSH HEAD

1. Remove the head.
2. Insert the head directly into the holder as shown in the following figure.



USE OF THE PRODUCT

1. Put the required amount of toothpaste on the toothbrush.
2. Put the brush head in your mouth and rub the brush against your front teeth to press the toothpaste between the bristles.
3. Press the power switch to turn the toothbrush on and start brushing at the back of your mouth.
4. Brush over all sides of your teeth, between your gums and between your teeth. 2-3 minutes of brushing are usually sufficient.
5. After brushing your teeth, rinse the brush head under running water.

NOTE: Do not turn the toothbrush on before putting it in your mouth and switch it off before taking it out to prevent splashing.

TIMER: Normal tooth cleaning requires at least 2-3 minutes. The appliance is equipped with a useful timer. After 2 minutes the head stops for a moment, and then continues to rotate.

CLEANING AND MAINTENANCE


After use, rinse the head under running water, remove excess water and store it in an upright position.

Do not immerse the toothbrush or its base in water. Remove the brush head and clean the main unit with a damp cloth.

It is recommended to replace the brush head every 3 months and every time you notice an excessive consumption of the bristles. Use only the heads suitable for this model.

After use store the product in a dry place away from heat sources.

RATING LABEL:



Read carefully the instruction manual.

IPX7

Degree of protection from contact with water.



Class II insulated electrical appliance



This product complies with all the applicable EU Directives.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) “The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014



The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the end of their life. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries.

The correct disposal of batteries helps preventing potentially negative consequences on the environment and human health.





innoliving
— — *easy tech, easy life*

Prodotto Da Innoliving Spa
Via Merloni 9 60131 Ancona
Tel: 071 2133550
www.innoliving.it



MADE IN CHINA