



INN  
908

Testina  
compatibile  
**ORAL-B®**

**ORAL-B®**  
compatible  
brush head

Glava  
kompatibilna s:  
**ORAL-B®**

Zdržljiva  
glava ščetke  
**ORAL-B®**

SPAZZOLINO ELETTRICO / TOOTHBRUSH MODEL / ELEKTRIČNA ČETKICA ZA ZUBE / ELEKTRIČNA ZOBNA ŠČETKA

Lo spazzolino elettrico Pasta del Capitano modello INN-908 è dotato di una testina rotonda per circondare e avvolgere ogni dente e aiutare quindi a rimuovere più efficacemente la placca dentale.

#### SPECIFICHE TECNICHE

- Velocità rotazione: 6000 giri/minuto
- Angolo rotazione: 15 gradi
- Setole: morbide con estremità arrotondate
- Testina sostituibile
- Alimentazione: 2 batterie di tipo AA incluse

#### EN

*Pasta del Capitano toothbrush model INN-908 is endowed with a circular head able to surround and wrap each single tooth and help to remove dental plaque more effectively.*

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rotating Speed: 6000 times/minute
- Rotating angle: 15 degree
- Filament: soft, end-rounded bristle
- Replaceable head
- Battery Type: 2 x AA battery included

#### HR

*Model INN-908 električne četkice za zube Pasta del Capitano ima kružnu glavu koja okružuje i obavija svaki pojedini zub i tako pomaže u učinkovitijem uklanjanju zubnih naslaga.*

#### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Brzina vrtnje: 6000 okretaja/minuti
- Kut vrtnje: 15 stupnjeva
- Mekane dlaciće sa zaobljenim vrhovima
- Izmenjiva glava
- Napajanje: 2 baterije tipa AA (uključene)

#### SI

*Model električne zobne ščetke Pasta del Capitano INN-908 je opremljen s krožno glavo, ki obdaja in ovije vsak zob in tako pomaga učinkoviteje odstraniti zobne obloge.*

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Hitrost vrtenja: 6000 vrtljajev/minuto
- Kot rotacije: 15 stopinj
- Ščetine: mehke z zaobljenimi konicami
- Zamenljiva glava
- Napajanje: 2 x AA baterije - priložene

Testina INN-9081NEW inclusa, compatibile con i seguenti modelli ORAL-B®: / INN-90801NEW brush head is included and compatible with the following ORAL-B® model: / Glava INN-90801NEW (uključena) kompatibilna je sa sledećim modelima ORAL-B®: / Priložena glava ščetke INN-90801NEW, održljiva z naslednjimi modeli ORAL-B®: Cross Action®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®.

INN-90801NEW non è compatibile con i modelli ORAL-B®: / INN-90801NEW is not compatible with ORAL-B® models: / Glava INN-90801NEW nije kompatibilna s modelima ORAL-B®: / INN-90801NEW ni održljiv z modeli ORAL-B®: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush.

ORAL-B® è un marchio registrato di proprietà della Procter&Gamble.

ORAL-B® is a registered brand of Procter&Gamble. / ORAL-B® je registrirani robni žig tvrtke Procter & Gamble Company. / ORAL-B® je registrirana blagovna znamka družbe Procter & Gamble Company.

2 x batterie AA zinco carbone 1.5V (incluse nella confezione)

2 x 1.5V AA carbon zinc batteries (included)

Modello / Model: R6P - Fabbricata da / Manufactured by: Zhejiang Mustang Battery Co., Ltd. NO.818 Rongji Road, Luotuo, Ningbo, 315202 Zhejiang, P.R. China

Importata da / Imported by: Innoliving Spa Via Merloni 2/B - 60131 Ancona, Italia

Data di fabbricazione / Mfg Date: 07-2024

Peso / Weight: 2 x 14g

MADE IN CHINA



MADE IN CHINA

Lot n.

Innoliving Spa Via Merloni, 2/B  
60131 Ancona tel. 071 2133550

Prodotto sotto licenza ufficiale di Farmaceutici Dott. Ciccarelli Spa



Rev.06\_06-2024

Leggere attentamente le seguenti istruzioni e avvertenze prima dell'uso e conservarle per future consultazioni.

*Read the following instructions and warnings before use and keep them as reference for future uses.*

#### AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto per il solo scopo per il quale è stato concepito, ossia come spazzolino da denti elettrico. Non è consigliato l'utilizzo di questo prodotto da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni. Questo prodotto è stato concepito per il solo USO DOMESTICO, non è un apparecchio per uso professionali. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore. Chiedere il parere del dentista per valutare le modalità e la frequenza di utilizzo. Utilizzare solo per pulire i denti e gengive. In caso di dolori o sanguinamenti contattare il medico.

#### WARNINGS

*Use the product for the intended purposes only, that is to say as electric toothbrush. This product is not recommended for use by children under age 3. This product has been conceived for HOUSEHOLD use only, do not use the device for professional uses. Keep it far away from heating sources. Ask for your dentist's advice on the way and frequency of use. Use it only for cleaning tooth and gums. In case of pain or bleeding, please contact your doctor.*

#### SOSTITUZIONE BATTERIE

Aprire il vano batterie e rimuovere e sostituire le batterie rispettando le polarità indicate. Lo spazzolino funziona con 2 batterie di tipo AA incluse. Rimuovere le batterie dall'apparecchio nel caso di prolungato inutilizzo.

#### BATTERY REPLACEMENT


Open the battery room, remove and replace the batteries according to the indicated polarities. The toothbrush works with 2 AA batteries. Remove the batteries from the use in case of long no-use.

#### MODALITÀ D'USO

Spegner e accendere lo spazzolino tramite il pulsante ON/OFF. Dopo l'uso, sciacquare la testina sotto l'acqua corrente, eliminare l'eccesso d'acqua e riporlo in posizione verticale. Non immergere il corpo dello spazzolino nell'acqua, per la pulizia, estrarre la testina e pulire il corpo dello spazzolino tramite un panno umido. Si consiglia di sostituire le testine ogni 3 mesi e in ogni caso ogni qualvolta si noti un eccessivo consumo delle setole. Utilizzare solo le testine modelli INN-90801NEW, INN-90802, INN-90803, INN-90804, INN-90805, INN-90806 previste per questo spazzolino.

#### HOW TO USE

Turn ON/OFF the unit, pressing the ON/OFF button. After use, rinse the brush head under tap water, eliminating the excess of water and store it vertically. Do not immerse the handle of toothbrush into water, for the cleaning, remove the brush head and clean the handle with a damp cloth. It is recommended to replace the brush head every 3 months and every time an excessive consumption of the bristles is noted. Use only the spare brush head models INN-90801NEW, INN-90802, INN-90803, INN-90804, INN-90805, INN-90806 produced for this item.



#### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

#### INFORMATION TO USERS

according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014<sup>9</sup> 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)<sup>10</sup>. The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the end of their life. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps preventing potentially negative consequences on the environment.